

Микроскоп Olympus BX43F

ФСЗ 2011/10313

оптико-цифровой, прямой, бинокулярная /
тринокулярная насадка, объектив 2x / 4x / 10x / 20x /
40x / 60x / 100x, метод исследования светлое поле /
темное поле / фазовый контраст, светодиодный
осветитель, маркировка окуляра 10x

Evident Corporation, Япония



Характеристики

Тип	оптико-цифровой
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная / тринокулярная
Объектив	2x / 4x / 10x / 20x / 40x / 60x / 100x
Метод	светлое поле / темное поле / фазовый контраст
Тип подсветки	светодиодный
Оптическая коррекция объектива	ахромат
Маркировка окуляра	10x
Угол наклона тубусов	30 °
Регулировка межзрачкового расстояния	48-75 мм
Предметный столик	Да
Конденсор	Да
Освещение по Келлеру	Да
Оптическая система	UIS2
Размер	275×410×362 мм
Вес	12 кг

Дополнительные характеристики

Olympus BX43 разработан для выполнения широкого спектра как научных так и рутинных лабораторных задач, обладает модульной конструкцией, может работать с любыми современными методами контрастирования.

Индивидуальный подбор комплектации под Ваши нужды. Диаметр поля - 20, 22, 26.5 мм