

Микроскоп Olympus BX53F

ФСЗ 2011/10313

оптический, прямой, бинокулярная насадка, объектив 1.25x / 2x / 4x / 10x / 20x / 40x / 60x / 100x / 150x, метод исследования светлое поле / темное поле / флуоресценция / фазовый контраст, светодиодный осветитель

Evident Corporation, Япония



Характеристики

Тип	оптический
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная
Объектив	1.25x / 2x / 4x / 10x / 20x / 40x / 60x / 100x / 150x
Метод	светлое поле / темное поле / флуоресценция / фазовый контраст
Тип подсветки	светодиодный
Оптическая коррекция объектива	апохромат / ахромат
Угол наклона тубусов	30 °
Предметный столик	Да
Конденсор	Да
Оптическая система	UIS2

Дополнительные характеристики

Olympus BX53 - новая модель исследовательского микроскопа. Разработан для выполнения широкого спектра научных лабораторных задач, обладает модульной конструкцией, может работать с любыми современными методами контрастирования. Возможность организации совместного наблюдения до 26 человек. Индивидуальный подбор комплектации.