

Микроскоп Olympus BX46F

ФСЗ 2011/10313

оптический, прямой, бинокулярная насадка, объектив 1.25x / 2x / 4x / 10x / 20x / 40x / 60x / 100x, метод исследования светлое поле / темное поле / фазовый контраст / поляризованный свет, светодиодный осветитель, маркировка окуляра 10x

Evident Corporation, Япония



Характеристики

Тип	оптический
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная
Объектив	1.25x / 2x / 4x / 10x / 20x / 40x / 60x / 100x
Метод	светлое поле / темное поле / фазовый контраст / поляризованный свет
Тип подсветки	светодиодный
Оптическая коррекция объектива	апохромат / ахромат
Маркировка окуляра	10x
Угол наклона тубусов	27 °
Предметный столик	Да
Конденсор	Да
Освещение по Келлеру	Да
Оптическая система	UIS2

Дополнительные характеристики

Эргономический дизайн, специально разработанный для рутинного гистологического и цитологического анализа. Фокусировка за счет объективов – запястье всегда находится на столе без напряжения. Светодиодное освещение с естественной цветопередачей, возможность запоминания интенсивности освещения для каждого из объективов. Индивидуальный подбор комплектации.