

Микроскоп Olympus BX63F

ФСЗ 2011/10313

оптико-цифровой, прямой, бинокулярная /
тринокулярная насадка, объектив 2x / 4x / 10x, метод
исследования светлое поле / темное поле /
флуоресценция / фазовый контраст, светодиодный /
галогенный осветитель, маркировка окуляра 10x,
диаметр поля 22 мм

Evident Corporation, Япония



Характеристики

Тип	оптико-цифровой
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная / тринокулярная
Объектив	2x / 4x / 10x
Метод	светлое поле / темное поле / флуоресценция / фазовый контраст
Тип подсветки	светодиодный / галогенный
Маркировка окуляра	10x
Диаметр поля зрения	22 мм
Регулировка межзрачкового расстояния	50-76 мм
Предметный столик	Да
Конденсор	Да
Оптическая система	UIS2

Дополнительные характеристики

Olympus BX63 - новая модель полностью моторизованного исследовательского микроскопа. Разработан для выполнения любых научных задач и экспериментов, обладает модульной конструкцией, может работать с любыми современными методами контрастирования. Индивидуальный подбор комплектации под Ваши нужды.