

Микроскоп Olympus CKX53SF

ФСЗ 2008/01699

оптико-цифровой, инвертированный, тринокулярная насадка, объектив 2x / 4x / 10x / 20x / 40x, метод исследования светлое поле / темное поле / флуоресценция / фазовый контраст, светодиодный осветитель, маркировка окуляра 10x

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Тип	оптико-цифровой
По типу оптической системы	инвертированный
Насадка	тринокулярная
Объектив	2x / 4x / 10x / 20x / 40x
Метод	светлое поле / темное поле / флуоресценция / фазовый контраст
Тип подсветки	светодиодный
Маркировка окуляра	10x
Предметный столик	Да
Оптическая система	UIS2

Дополнительные характеристики

Микроскоп Olympus CKX53 – лабораторный инвертированный микроскоп для работы с живыми клетками в чашках Петри, многолунчных плашнетах, бутылках и различной лабораторной посуде. Модель с возможностью реализации фазового контраста и флуоресценции с выводом изображения на камеру. Микроскоп предлагает новейшую продвинутую систему интегрированного фазового контраста, который позволяет оператору видеть образцы на 4x, 10x, 20x, 40x и без смены вставок слайдера.