

Микроскоп Olympus IX53P1F

ФСЗ 2008/01697

оптический, инвертированный, бинокулярная насадка,
метод исследования светлое поле / темное поле /
флуоресценция / фазовый контраст, галогенный
осветитель, маркировка окуляра 10х

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Тип	оптический
По типу оптической системы	инвертированный
Насадка	бинокулярная
Метод	светлое поле / темное поле / флуоресценция / фазовый контраст
Тип подсветки	галогенный
Оптическая коррекция объектива	ахромат
Маркировка окуляра	10х
Угол наклона тубусов	30 °
Регулировка межзрачкового расстояния	50-76 мм
Предметный столик	Да
Конденсор	Да
Освещение по Келлеру	Да

Дополнительные характеристики

Olympus IX53 – базовый универсальный инвертированный микроскоп. Используется для решения широкого спектра задач в бактериологии, вирусологии, для работ с живыми культурами клеток, а также для ЭКО (ICSI). Тяжелая рама микроскопа обеспечивает высокую устойчивость системы к вибрациям при установке на раму дополнительного оборудования, такого как микроманипуляторы и нагревательный столик. Индивидуальный подбор комплектации под Ваши нужды.