

Микроскоп Olympus IX83P1F

ФСЗ 2008/01697

оптико-цифровой, инвертированный, бинокулярная / тринокулярная насадка, камера в комплекте, объектив 4x / 10x / 20x / 40x, метод исследования светлое поле / темное поле / флуоресценция / фазовый контраст, светодиодный осветитель, маркировка окуляра 10x



Evident Corporation, Япония

Характеристики

Тип	оптико-цифровой
По типу оптической системы	инвертированный
Насадка	бинокулярная / тринокулярная
Камера в комплекте	Да
Объектив	4x / 10x / 20x / 40x
Метод	светлое поле / темное поле / флуоресценция / фазовый контраст
Тип подсветки	светодиодный
Оптическая коррекция объектива	ахромат
Маркировка окуляра	10x
Угол наклона тубусов	45 °
Регулировка межзрачкового расстояния	50-76 мм
Предметный столик	Да
Зажим предметного стекла	Да
Конденсор	Да
Освещение по Келлеру	Да
Оптическая система	UIS2
Рама	1 дековая

Дополнительные характеристики

Olympus IX83 – полностью моторизованный инвертированный микроскоп. Используется для решения широкого спектра задач в бактериологии, вирусологии, для работ с живыми культурами клеток, а также для ЭКО (ICSI). Может использоваться для проведения автоматизированных исследований и экспериментов. Тяжелая рама микроскопа обеспечивает высокую устойчивость системы к вибрациям при установке на раму дополнительного оборудования, такого как микроманипуляторы, нагревательный столик и даже цельная инкубационная станция. Индивидуальный подбор комплектации под Ваши нужды.