

Микроскоп Olympus SZX-ZB16

ФСЗ 2008/01700

оптико-цифровой, прямой, бинокулярная /
тринокулярная насадка, объектив 0.3x / 0.5x / 1x / 2x,
метод исследования светлое поле / темное поле /
флуоресценция / поляризованный свет, маркировка
окуляра 10x / 15x / 20x / 30x

Evident Corporation, Япония



Характеристики

Тип	оптико-цифровой
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная / тринокулярная
Объектив	0.3x / 0.5x / 1x / 2x
Метод	светлое поле / темное поле / флуоресценция / поляризованный свет
Оптическая коррекция объектива	апохромат
Маркировка окуляра	10x / 15x / 20x / 30x

Дополнительные характеристики

Olympus SZX16 – стереомикроскоп исследовательского класса с широким набором функций. Возможность работы с флуоресценцией, планапрхроматические объективы, проведение фотосъемки и измерений объектов. Самая совершенная модель в линейке Olympus. Индивидуальный подбор комплектации под Ваши нужды.