

Микроскоп Olympus SZX2-ZB10

ФСЗ 2008/01700

оптико-цифровой, прямой, бинокулярная /  
тринокулярная насадка, объектив 0.5x / 0.75x / 1x /  
1.25x / 1.5x / 2x, метод исследования светлое поле /  
темное поле / флуоресценция / поляризованный свет,  
маркировка окуляра 10x / 15x / 20x / 30x

Evident Corporation, Япония



Характеристики

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Тип                                  | оптико-цифровой                                                     |
| По типу оптической системы           | прямой                                                              |
| Насадка                              | бинокулярная / тринокулярная                                        |
| Объектив                             | 0.5x / 0.75x / 1x / 1.25x / 1.5x / 2x                               |
| Метод                                | светлое поле / темное поле / флуоресценция /<br>поляризованный свет |
| Маркировка окуляра                   | 10x / 15x / 20x / 30x                                               |
| Угол наклона тубусов                 | 45 °                                                                |
| Регулировка межзрачкового расстояния | 51-76 мм                                                            |

Дополнительные характеристики

Olympus SZX10 – стереомикроскоп исследовательского класса с широким набором функций. Модульность системы позволяет пользователям создавать конфигурации, требуемые для конкретного применения. Благодаря превосходным оптическим характеристикам, высокой механической прочности и широкому набору модульных компонентов приборы серии SZX2 на сегодняшний день наиболее предпочтительны для исследовательской стереомикроскопии. Индивидуальный подбор комплектации под Ваши нужды.