

Микроскоп операционный Carl Zeiss OPMI Pentero 900

ФСЗ 2011/11082

нейрохирургия, увеличение 1.4x - 14.3x / 2.4x - 14.6x

Carl Zeiss Microscopy, Германия



Характеристики

Область применения	нейрохирургия
Увеличение	1.4x - 14.3x / 2.4x - 14.6x
Вес	20 кг

Описание

OPMI Pentero 900 – уникальное сочетание технологий, качества и дизайна, флагманский полифункциональный микроскоп, ведущая модель в нейрохирургии.

- апохроматическая оптика с многослойным антирефлексным покрытием;
- лазерная система автофокусировки и система помощи при ручной фокусировке;
- полнофункциональная система видеорегистрации и видеообработки в микроскопе;
- сенсорный экран управления 22 дюйма с русскоязычным программным обеспечением;
- модули интраоперационной флюорисценции – для онкологии и ангиографии;
- уникальная программа для анализа скорости кровотока в составе модуля для ангиографии;
- возможность использования ротового переключателя;
- возможность использования ассистенских модулей - как в позиции face-to-face, так и право-лево-стороннего ассистента.