

Микроскоп операционный Carl Zeiss OPMI Vario

ФСЗ 2011/09614

нейрохирургия, увеличение 1.5x - 8.7x / 2.4x - 14.6x

Carl Zeiss Microscopy, Германия



Характеристики

Область применения	нейрохирургия
Увеличение	1.5x - 8.7x / 2.4x - 14.6x
Вес	280 кг

Описание

Операционный микроскоп OPMI VARIO

Одно из самых компактных изделий линейки микроскопов компании CARL ZEISS. Система колес позволяет легко перемещать систему, а специальная и надежная система муфт - зафиксировать подвесную систему микроскопа в требуемом положении. Использование уникальной апохроматической оптики с подсветкой ксеноном большой мощности дает четкое изображение скрытых каналов и сложных анатомических структур, особенно при проведении микрохирургических операций. Четкость изображения обеспечивается системой автофокусирования. Освещенность и фокусировка изображения, а также многие другие функции обеспечиваются управлением с двух программируемых кнопок.

Эргономичность элементов конструкции операционного микроскопа OPMI VARIO Carl Zeiss определяется специальным вариоскопом, что повышает функциональность и упрощает процесс проведения операций. Подъемная колонна легко позиционирует систему операционного микроскопа OPMI Vario на требуемую высоту. Индивидуальные настройки для девяти хирургов выбираются на жидкокристаллическом дисплее.