

Микротом ротационный автоматический A550 / Rotary Microtome fully automatic A550

РЗН 2013/626

автоматический, срез 0.25-50 мкм, подрезка 1-500 мкм, счетчик срезов, дисплей

MEDITE GmbH, Германия



Характеристики

Тип	автоматический
Диапазон установки толщины среза	0.25-50 мкм
Дискретность установки толщины среза	от 0.25 до 2 мкм – шаг 0.25 мкм, от 2 до 10 мкм – шаг 0.5 мкм, от 10 до 50 мкм – шаг 1 мкм
Диапазон толщины подрезки	1-500 мкм
Дискретность установки толщины подрезки	от 1 до 20 мкм – шаг 1 мкм, от 20 до 100 мкм – шаг 5 мкм, от 100 до 500 мкм - шаг 10 мкм
Ход подачи образца по горизонтали	Да
Ход по вертикали	Да
Счетчик срезов	Да
Дисплей	Да
Размеры	450×540×310 мм
Масса	38 кг

Описание

Микротом ротационный автоматический A550 / Rotary Microtome fully automatic A550 является производительным полностью автоматическим инструментом для приготовления срезов ткани в гистологии/патоморфологии. Прибор включает в себя моторизованную грубую подводку и тонкую подачу образца при помощи шагового двигателя. Маховик встроенный, блокируемый в любой точке микротоме. Предусмотрен вертикальный ход образца.

Особенности:

- скорость секционирования – 1-150 мм/сек;
- величина ретракции – 60 мкм;
- регулировка угла наклона ножа - 8° по осям x и y.