

Микротом ротационный CUT 4062

ФСЗ 2012/12059

ручной, срез 0.5-60 мкм, подрезка 0-40 мкм, счетчик срезов

SLEE medical, Германия



Характеристики

Тип	ручной
Диапазон установки толщины среза	0.5-60 мкм
Дискретность установки толщины среза	шаг 0.5 мкм (от 0 до 2 мкм), шаг 1 мкм (от 2 до 10 мкм), шаг 2 мкм (от 10 до 60 мкм)
Диапазон толщины подрезки	0-40 мкм
Дискретность установки толщины подрезки	шаг 10 мкм
Ход подачи образца по горизонтали	Да
Ход по вертикали	Да
Счетчик срезов	Да
Размеры	480×610×350 мм
Масса	33 кг

Описание

- Комплект поставки:
- микротом;
 - держатель режущего элемента;
 - прижим (для нарезаемого образца);
 - щетка, противоскользкая пластина;
 - 1 коробка одноразовых лезвий (50 шт.);
 - набор ключей, руководство по эксплуатации.