

Микротом ротационный полуавтоматический M530 / Rotary Microtome semi-automatic M530

РЗН 2013/626

полуавтоматический, срез 0.5-5 мкм, подрезка 5-500 мкм, счетчик срезов, дисплей

MEDITE GmbH, Германия



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Диапазон установки толщины среза	0.5-5 мкм
Дискретность установки толщины среза	шаг 1 мкм
Диапазон толщины подрезки	5-500 мкм
Дискретность установки толщины подрезки	от 5 до 100 мкм – шаг 5 мкм, от 100 до 500 мкм – шаг 50 мкм
Ход подачи образца по горизонтали	Да
Ход по вертикали	Да
Счетчик срезов	Да
Дисплей	Да
Размеры	530×377×281 мм
Масса	26 кг

Описание

Микротом ротационный полуавтоматический M530 / Rotary Microtome semi-automatic M530 включает моторизованную грубую подводку и тонкую подачу образца при помощи шагового двигателя. Оснащен встроенной в корпус многофункциональной панелью управления с LCD-дисплеем. Есть функция автоматического отключения ретракции.