

Микротупфер атравматический ромбовидный

ФСР 2008/02438

форма ромбовидная, материал PVA

ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад.
С.Н. Федорова, Россия



Характеристики

Форма	ромбовидная
Материал	PVA

Описание

Микротупфер атравматический для однократного применения ромбовидный стерильный предназначен для адсорбции жидкости (крови, влаги, операционных растворов) из зоны оперативного вмешательства.

- Размеры — 25×8 мм
- Толщина — 2 мм