

Микротупфер атравматический треугольный

ФСР 2008/02438

форма треугольная, на ручке, материал PVA / АБС-пластик

ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова, Россия



Характеристики

Форма	треугольная
Наличие ручки	Да
Материал	PVA / АБС-пластик

Описание

Микротупфер атравматический для однократного применения ромбовидный стерильный предназначен для адсорбции жидкости (крови, влаги, операционных растворов) из зоны оперативного вмешательства.

- Общая длина — 71 мм
- Размеры рабочей части — 17×8 мм
- Толщина рабочей части — 2 мм