

Мини-контейнер для стерилизации Aescular

ФСЗ 2009/04170

контейнер, мини, с фильтром / без фильтра, металл,
размеры 310×132 мм, высота 30 / 57 мм

Aescular AG, Германия




Характеристики

Тип	контейнер
Формат контейнера	мини
Фильтр	с фильтром / без фильтра
Материал	металл
Размеры	310×132 мм, высота 30 / 57 мм

Описание

Мини-контейнеры для стерилизации Aescular предназначены для форвакуумной стерилизации паром и низкотемпературной стерилизации на основе пероксида водорода.

Изображение	Описание
Для форвакуумной стерилизации паром	
	Корпус с перфорацией: • JN187 – 310×132× 30 мм • JN188 – 310×132× 57 мм Фильтр JK091 или JF166 – 1 шт.
	Корпус без перфорации: • JK187 – 310×132× 30 мм • JK188 – 310×132× 57 мм Фильтр не требуется
	Крышки с перфорацией: • JK170 – красный • JK171 – синий • JK172 – зеленый • JK173 – золотистый • JK174 – серебряный Фильтр JK091 или JF166 – 1 шт.
Для низкотемпературной стерилизации	
	Корпус с перфорацией: • JF167 – 310×132× 57 мм Фильтр JK091 или JF166 – 1 шт.
	Крышки с перфорацией: • JM174 – серебряный Фильтр JK091 или JF166 – 1 шт.

СЕТКИ для мини-контейнеров Aescular

Использование сеток обеспечивает защиту деликатных инструментов. Крышки сеток обеспечивают дополнительную защиту деликатных инструментов в процессе обработки, транспортировки и хранения. Сетки Aescular можно использовать не только для контейнеров, но и для упаковки в одноразовые материалы.

Изображение	Описание
	Сетка JF149R 135×120×47 мм Сетка для маленьких предметов (две сетки помещаются в один мини-контейнер)
	Сетка JF159R 267×125×49 мм Сетка для микроинструментов