

Мини-рокер шейкер MR-1

ФСЗ 2011/09796

рокер-шейкер, твердотельный, частота перемешивания 1-30 раз/мин, угол наклона 7 °, максимальная нагрузка 1 кг, дисплей, система прямого привода, размер платформы 215×215 мм

Biosan SIA, Латвия



Характеристики

Вид	рокер-шейкер
Тип	твердотельный
Частота перемешивания	1-30 раз/мин
Угол наклона платформы	7 °
Максимальная нагрузка	1 кг
Время непрерывной работы	168 ч
Установка времени	1 мин - 24 ч / непрерывно
Дисплей	Да
Система прямого привода	Да
Размеры платформы	215×215 мм
Размеры	220×205×120 мм
Вес	1.1 кг

Дополнительные характеристики

Мини-рокер-шейкер **MR-1** обеспечивает регулируемое мягкое покачивание платформы, идеально подходит для отмывки мини-гелей после электрофореза, для проведения Нозерн-, Саузерн-, Вестерн-блоттинга. Шейкер компактен, бесшумен, предназначен для индивидуального использования. Применение прямого привода и бесщеточного двигателя позволяет осуществлять непрерывное перемешивание до 7 суток и гарантирует надежную эксплуатацию более 2 лет. Нескользащий термоустойчивый силиконовый коврик, расположенный на платформе рокера, обеспечивает устойчивое положение сосудов во время покачивания. Шейкер может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°C до +40°C. Дополнительный пупырчатый коврик PDM обеспечивает фиксацию пробирок разного размера