

Мини-ротатор Bio RS-24

ФСЗ 2011/09794

ротатор, твердотельный, скорость перемешивания 5-30 об/мин, дисплей

Biosan SIA, Латвия



Характеристики

Вид	ротатор
Тип	твердотельный
Скорость перемешивания	5-30 об/мин
Угол поворота	вертикальное вращение 360°
Время непрерывной работы	8 ч
Установка времени	1 мин - 24 ч / непрерывно
Дисплей	Да
Размеры	325×190×155 мм
Вес	1.4 кг

Дополнительные характеристики

Мини-ротатор Bio RS-24 осуществляет вертикальное вращение платформы. Ротатор идеальный инструмент для предотвращения свертывания крови в пробирках, проведения процессов экстракции биологических компонентов.

Прибор простой в управлении, предназначен для лабораторий с небольшим бюджетом. Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°C до +40°C.

PRS - платформы для пробирок с универсальными резиновыми зажимами;

PRSC - платформы оснащены клипсами, способные выдерживать пробирки с более тяжелыми растворами (песок, почва и т.д.).