

Мини-шейкер для иммунологии PSU-2T

ФСЗ 2011/09795

шейкер, твердотельный, орбита 2 мм, скорость перемешивания 150-1200 об/мин, дисплей, система прямого привода

Biosan SIA, Латвия



Характеристики

Вид	шейкер
Тип	твердотельный
Орбита	2 мм
Скорость перемешивания	150-1200 об/мин
Время непрерывной работы	168 ч
Установка времени	1 мин – 24 ч / непрерывно
Дисплей	Да
Система прямого привода	Да
Цифровой контроль скорости и времени	Да
Размеры	255×225×100 мм
Вес	2 кг

Дополнительные характеристики

Мини шейкер PSU-2T предназначен для иммунологического анализа и обеспечивает регулируемое перемешивание реагентов в планшетах. Прибор обеспечивает равномерное движение платформы даже при низких скоростях.

Шейкер компактен и удобен в работе, занимает мало места на рабочем столе. Идеален для индивидуального использования. Применение прямого привода и бесщеточного двигателя позволяет осуществлять непрерывное перемешивание до 7 суток и гарантирует надежную эксплуатацию более 2 лет. На дисплее прибора попеременно отображаются значения времени и скорости.

Шейкер может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°С до +40°С.