

Миросептик экспресс салфетки

СГР RU.77.99.88.002.Е.000035.01.18

пропитка спиртовая, размеры 60×100 / 135×180 мм, в упаковке 1 / 80 / 200 / 250 / 1000 шт, локтевые сгибы 1 мин, инъекционное поле 1 мин, операционное поле 20 сек, обработка рук 30 сек

Мир дезинфекции ООО, Россия



Характеристики

Пропитка	спиртовая
Состав	изопропиловый спирт - 60%, пропиловый спирт - 15%, хлоргексидин биглюконат - 0,5%
Размеры	60×100 / 135×180 мм
Количество в упаковке	1 / 80 / 200 / 250 / 1000 шт
Срок годности	3 года

Режимы

Обработка локтевых сгибов доноров	1 мин
Обработка инъекционного поля	1 мин
Обработка операционного поля	20 сек
Обработка рук	30 сек
Обработка перчаток	3 мин / 5 мин
Обработка ступней ног	1 мин
Обработка поверхностей	от 30 сек до 5 мин

Дополнительные характеристики

8 банок по 80 салфеток. Индивидуальная упаковка (саше): 60×100 мм по 1000 шт в коробке (5 зип-пакетов по 200 шт), 135×180 мм по 250 шт в коробке. Экспресс обработка операционного поля, локтевых сгибов доноров за 1 мин. Экспресс обработка поверхностей от 30 сек до 5 мин.