

Учебная рука Gaumard S401 многофункциональная взрослого человека для инъекций

рука, для инъекций

Gaumard, США



Характеристики

Тип	рука
Назначение	для инъекций
Состав	- рука-тренажер - концентрат имитированной крови - резиновая груша - емкость для переливания крови - запасная кожа для руки - воронка - тальк - руководство

Дополнительные характеристики

Многофункциональная учебная рука обеспечивает все функции внутривенных инъекций, а также позволяет отрабатывать навыки внутримышечных и подкожных инъекций. Видная венозная система. Имитация цефалической, подкожной медиальной, латеральной, радиальной и локтевой вен. Участки для подкожных инъекций на ладонной стороне предплечья и боковой поверхности плеча. Участок для внутримышечных инъекций в дельтовидную мышцу. Вены на тыльной стороне кисти. Имитация сжимаемого кулака и наложения жгута. Имитация коллапса вен, приемов инфузий. Внутривенное болюсное введение препарата. Самогерметизирующиеся вены и наружный слой кожи. Реалистический звук при вводе иглы в вену.