

Тест-полоски Arkray Spotchem Срочный профиль (77183)

ФСЗ 2007/00751

тест-полоски, многокомпонентные, срочный профиль,
АЛТ / АСТ / билирубин / КФК / ЛДГ / мочевины, 25
определений

Arkray Factory Inc., Япония



Характеристики

Тип	тест-полоски
Тип тест-полосок	многокомпонентные
Для анализаторов	Spotchem EZ
Группа	срочный профиль
Параметр определения	АЛТ / АСТ / билирубин / КФК / ЛДГ / мочевины
Количество определений	25