

Уроприемник CASEX Soft дренируемый

РЗН 2017/5394

уроприемник, однокомпонентный, дренируемый,
взрослый, телесный, диаметр вырезаемого отверстия
10 - 60 мм / 13 - 45 мм / 13 - 64 мм, антирефлюксный
клапан, адгезив

CASEX, Бразилия



Характеристики

Вид	уроприемник
Тип конструкции	однокомпонентный
Возможность опорожнения	дренируемый
Возрастная группа	взрослый
Цвет	телесный
Диаметр вырезаемого отверстия, мм	10 - 60 мм / 13 - 45 мм / 13 - 64 мм
Антирефлюксный клапан	Да
Адгезив	Да

Дополнительные характеристики

Уроприемник CASEX Soft дренируемый, артикул 5145.

Особенности уроприемника:

- однокомпонентный дренируемый;
- вырезаемое отверстие: 10 - 60 мм, 13 - 45 мм, 13 - 64 мм;
- адгезивная пластина надёжно фиксирует устройство на брюшной стенке в течении суток;
- антифлюрексный клапан служит препятствием для обратного заброса мочи в уростому, исключая риск восходящей инфекции мочевыводящих путей;
- упаковка 10 шт.