

Мочеприемник ФреБор МП открытый

ФСЗ 2011/10705

открытый, 500 мл / 750 мл / 1 л / 1.5 л / 2 л, трубка
100-1300 мм, стерильный

ФреБор ПУП, Беларусь



Характеристики

Исполнение	открытый
Объем	500 мл / 750 мл / 1 л / 1.5 л / 2 л
Характеристики материала	ПВХ
Невозвратный клапан	Да
Длина соединительной трубки	100-1300 мм
Стерильный	Да

Описание

Мочеприемники ФреБор МП открытый – предназначены для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях. Снабжены невозвратным клапаном против обратного тока мочи, устройством слива на дне мешка.

Отличительные характеристики:

- мочеприемники полимерные изготовлены из прозрачного медицинского поливинилхлорида;
- коннектор с колпачком на конце трубки, идеально подходит к любому размеру и типу катетера;
- стенки мешка мочеприемника прозрачны, для лучшей видимости цвета и количества мочи.

Эксплуатационные характеристики:

- наличие узлов крепления для надежного фиксирования мочеприемника;
- шкала для контроля количества мочи;
- поставляются в индивидуальной упаковке – стерильные, либо в групповой упаковке – нестерильные;
- индивидуальная упаковка состоит из сваренного по контуру пакета из термоформуемой многослойной пленки и газопроницаемой бумаги, на которой нанесена вся информация об изделии;
- стерилизация осуществляется окисью этилена в промышленных стерилизационных камерах.

Технические характеристики

Объем: 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.0 литра.

Длина соединительной трубки: 10 / 30 / 90 / 110 / 130 см.

Стерилизация – газовая, этилен оксидом (ЭО).

Индивидуальная упаковка (стерильные) – пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 5 лет с даты изготовления.

Наличие на индивидуальной упаковке инструкции по применению на русском языке.

Количество в ящике: 0.5 л – 60 шт., 1 л – 50 шт., 2 л – 90 шт.