

Мочеприемник полимерный Аверсус типа Утка

РЗН 2014/1955

утка, мужская / женская, вместимость 1.5 л

Аверсус ООО, Россия



Характеристики

Вид	утка
Тип утки	мужская / женская
Вместимость	1.5 л

Дополнительные характеристики

Мочеприемник полимерный Аверсус типа Утка предназначен для применения в медицинской практике при уходе за больными в отделениях интенсивной терапии, реанимационных и общих палатах в условиях лечебных учреждений, а также на дому.

Мочеприемник имеет два вида исполнения:

- арт. УткаМ – мочеприемник полимерный Аверсус типа Утка мужской;
- арт. УткаУн – мочеприемник полимерный Аверсус типа Утка универсальный (со специальной насадкой).

Насадка специальная предназначена для возможности сбора мочи у женщин.

Вместимость: не более 1.5 литра.

Имеет градуировку от 100 до 1400 мл с ценой деления 25 мл и с допускаемым отклонением ± 10 мл.

Вес изделия: без насадки – 110 г, с насадкой – 135 г.