

Мочеприемник Пластполимер типа Утка

РЗН 2015/2390

утка, мужская / женская, размер 27×9×7 см

Пластполимер ООО, Россия



Характеристики

Вид	утка
Тип утки	мужская / женская
Размеры	27×9×7 см

Дополнительные характеристики

Судно типа Утка Пластполимер предназначено для использования лицами с ограниченной подвижностью в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

Модификации:

- Судно типа Утка.
- Судно типа Утка с женской насадкой, предназначенной для сбора мочи у женщин.

Размеры: 27×9×7 см.

Материал судна: полиэтилен.

Материал насадки: полипропилен.

Цвет: белый.

После применения обрабатывать 3% раствором хлорамина, или 3% раствором дихлора-1, или 1% раствором сульфохлорантина.
Срок службы изделия не ограничен.