

Мочеприемник Vogt Medical

ФСЗ 2012/12126

открытый, 100 мл / 200 мл / 500 мл / 750 мл / 1 л / 1.5 л / 2 л, слив винтовой / крестовидный / прямой, стерильный

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия



Характеристики

Исполнение	открытый
Объем	100 мл / 200 мл / 500 мл / 750 мл / 1 л / 1.5 л / 2 л
Тип слива	винтовой / крестовидный / прямой
Характеристики материала	ПВХ
Стерильный	Да

Описание

Мочеприемники одноразовые Vogt Medical (стерильные и нестерильные) предназначены для сбора мочи через катетер из мочевого пузыря.

- Объем:** 100-2000 мл.
Длина трубки: 30 мм / 90 мм.
Тип: педиатрический / ножной / прикроватный.
Тип слива: винтовой / пул-пуш / крестовидный.
Материалы: ПВХ, без латекса.

- Особенности:**
- Клапан обратного тока предотвращает обратный ток мочи и развитие восходящей инфекции.
 - Универсальный коннектор позволяет надежно подключиться к мочевому катетеру.
 - Устойчивая к перегибам отводная трубка.
 - Педиатрические мочеприемники имеют самоклеящуюся основу для фиксации к промежности ребенка.