


Мочеточниковый катетер Plasti-Med Dual Lumen

РЗН 2015/3036

прямой, без покрытия, открытый, размер 8 Fr / 10 Fr,
длина 50 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Тип наконечника	прямой
Покрытие	без покрытия
Кончик	открытый
Размер	8 Fr / 10 Fr
Длина	50 см

Описание

Мочеточниковый катетер Plasti-Med Dual Lumen Ureteral Catheter – мочеточниковый катетер с двойным доступом для контрастных рентгенологических исследований, эндоскопического исследования чашечно-лоханочной системы (восходящая уретропиелография) и для временного наружного дренирования мочевыводящих путей..

☐ Стерильный, одноразового использования

Размер	Проводник	Кат. №	Длина
8 Fr	0.035"	541002	50 см
10 Fr	0.038"	541001	50 см