

Мочеточниковый катетер Plasti-Med Ureteral Catheter

РЗН 2015/3036

прямой, без покрытия, открытый / закрытый, размер 3 Fr / 4 Fr / 5 Fr / 6 Fr / 7 Fr / 8 Fr, длина 70 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Тип наконечника	прямой
Покрытие	без покрытия
Кончик	открытый / закрытый
Размер	3 Fr / 4 Fr / 5 Fr / 6 Fr / 7 Fr / 8 Fr
Длина	70 см

Описание

Мочеточниковый катетер Plasti-Med Ureteral Catheter – прямой мочеточниковый катетер для контрастных рентгенологических исследований, эндоскопического исследования чашечно-лоханочной системы (восходящая уретропиелография) и для временного наружного дренирования мочевыводящих путей.

Модификации:

- с открытым концом
- с закрытым концом

☐ Стерильный, одноразового использования

Размер	Проводник	Кат. № (открытый конец)	Кат. № (закрытый конец)	Длина
3 Fr	0.018"	537001	537010	70 см
4 Fr	0.025"	537002	537011	70 см
5 Fr	0.035"	537003	537012	70 см
6 Fr	0.038"	537005	537014	70 см
7 Fr	0.038"	537006	537015	70 см
8 Fr	0.038"	537007	537016	70 см