

Мочеточниковый стент Plasti-Med Endopyelotomy Ureteral

РЗН 2015/3036

двухпетлевой (внутренний), срок установки 3 месяца,  
открытый / закрытый, без покрытия, размер 4-8 Fr / 7-  
14 Fr (dist-prox), длина 16 см / 26 см / 28 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Вид            | двухпетлевой (внутренний)    |
| Срок установки | 3 месяца                     |
| Тип кончика    | открытый / закрытый          |
| Покрытие       | без покрытия                 |
| Размер         | 4-8 Fr / 7-14 Fr (dist-prox) |
| Длина          | 16 см / 26 см / 28 см        |

Описание

**Мочеточниковый стент Plasti-Med Endopyelotomy Ureteral** – стент для эндоуретеротомии, применяется для внутреннего дренажа верхних отделов мочевыделительной системы.

**Срок установки:** 3 месяца  
**Материал:** полиуретановый эластомер  
**Размеры:** 4-8 Fr / 7-14 Fr (dist-prox)  
**Длина:** 16 см / 26 см / 28 см

- ☐ Рентгенконтрастный
- ☐ Для одноразового использования
- ☐ Стерильный

| Distal Fr | Proximal Fr | Проводник | Длина | Кат. № |
|-----------|-------------|-----------|-------|--------|
| 4 Fr      | 8 Fr        | 0.028     | 16 см | 520068 |
|           |             |           | 26 см | 520069 |
| 7 Fr      | 14 Fr       | 0.038     | 26 см | 520079 |
|           |             |           | 28 см | 520080 |

**Возможны 2 варианта комплектации:**  
1. Стент, толкатель, зажим

2. Стент, толкатель, зажим, проводник