

Мочеточниковый стент Plasti-Med Hydrophilic Ureteral

РЗН 2015/3036

двухпетлевой (внутренний), срок установки 3 месяца,  
открытый / закрытый, гидрофильный, размер 4 Fr / 4.8  
Fr / 6 Fr / 7 Fr, длина 12-28 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Вид            | двухпетлевой (внутренний)   |
| Срок установки | 3 месяца                    |
| Тип кончика    | открытый / закрытый         |
| Покрытие       | гидрофильный                |
| Размер         | 4 Fr / 4.8 Fr / 6 Fr / 7 Fr |
| Длина          | 12-28 см                    |

Описание



**Мочеточниковый стент Plasti-Med Hydrophilic Ureteral** применяется для внутреннего дренажа верхних отделов мочевыделительной системы. При соприкосновении с влажной средой становится ультраскользким.

**Срок установки:** 3 месяца  
**Материал:** полиуретановый эластомер с гидрофильным покрытием  
**Размеры:** 4 Fr / 4.8 Fr / 6 Fr / 7 Fr  
**Длина:** 12-28 см

- ☐ Рентгенконтрастный
- ☐ Для одноразового использования
- ☐ Стерильный

**Возможны 2 варианта комплектации:**

1. Стент, толкатель, зажим
2. Стент, толкатель, зажим, проводник



**Все размеры и каталожные номера**