

Мочеточниковый стент Plasti-Med Long Term Ureteral

РЗН 2015/3036

двухпетлевой (внутренний), срок установки 6 месяцев,
открытый / закрытый, без покрытия, размер 4 Fr / 4.8
Fr / 6 Fr / 7 Fr, длина 8-30 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Вид	двухпетлевой (внутренний)
Срок установки	6 месяцев
Тип кончика	открытый / закрытый
Покрытие	без покрытия
Размер	4 Fr / 4.8 Fr / 6 Fr / 7 Fr
Длина	8-30 см

Описание

Мочеточниковый стент Plasti-Med Long Term Ureteral применяется для длительного внутреннего дренирования верхних отделов мочевыделительной системы.

Срок установки: 6 месяцев

Материал: полиуретановый эластомер


Размеры: 4 Fr / 4.8 Fr / 6 Fr / 7 Fr

Длина: 8-30 см

- ☐ Рентгенконтрастный
- ☐ Для одноразового использования
- ☐ Стерильный

Возможны 2 варианта комплектации:

1. Стент, толкатель, зажим
2. Стент, толкатель, зажим, проводник



Все размеры и каталожные номера