

Мочеточниковый стент Plasti-Med Multilength Ureteral

РЗН 2015/3036

двухпетлевой (внутренний), срок установки 3 месяца, открытый / закрытый, без покрытия, размер 3 Fr / 3.5 Fr / 4 Fr / 4.7 Fr / 4.8 Fr / 6 Fr / 7 Fr, длина 8-18 см / 10-20 см / 12-22 см / 22-32 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Вид	двухпетлевой (внутренний)
Срок установки	3 месяца
Тип кончика	открытый / закрытый
Покрытие	без покрытия
Размер	3 Fr / 3.5 Fr / 4 Fr / 4.7 Fr / 4.8 Fr / 6 Fr / 7 Fr
Длина	8-18 см / 10-20 см / 12-22 см / 22-32 см

Описание

Мочеточниковый стент Plasti-Med Multilength Ureteral – удлиняющийся стент, применяется для внутреннего дренажа верхних отделов мочевыделительной системы.

Срок установки: 3 месяца

Материал: полиуретановый эластомер


Размеры: 3 Fr / 3.5 Fr / 4 Fr / 4.7 Fr / 4.8 Fr / 6 Fr / 7 Fr

Длина: 8-18 см / 10-20 см / 12-22 см / 22-32 см (удлиняющийся)

- ☐ Рентгенконтрастный
- ☐ Для одноразового использования
- ☐ Стерильный

Возможны 2 варианта комплектации:

1. Стент, толкатель, зажим
2. Стент, толкатель, зажим, проводник



Все размеры и каталожные номера