

Тележка медицинская уборочная ММБ-01-«ЕЛАТ»

ФСР 2010/09377

для транспортировки белья, на колесах, с мешком-контейнером

Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Назначение	для транспортировки белья
Материал	металл с порошковым покрытием
Колеса	Да
Мешок-контейнер	Да

Габариты

Длина	960 мм
Ширина	450 мм
Высота	975 мм

Дополнительные характеристики

Модуль медицинский для белья ММБ-01-«ЕЛАТ», код 2317, предназначен для использования во всех отделениях и кабинетах ЛПУ (процедурные, перевязочные и прививочные кабинеты; больничные палаты, приемные покои, независимо от их специализации: больницы, диспансеры, родильные дома, поликлиники), консультации, диагностические центры для выполнения внутрибольничных уборочных операций.

Основные параметры:

- полки изготовлены из высокопрочного АБС-пластика белого цвета;
- поддон изготовлен из высокопрочного АБС-пластика белого цвета;
- максимальная нагрузка на полку не более 10 кг;
- каркас изготовлен из стальных круглых труб 15×2.8, которые имеют полимерное покрытие, цвет белый;
- ограждение изготовлено из стальной круглой трубы 15×2.8, полимерное покрытие, цвет белый;
- колёсные опоры: диаметр колеса 75 мм, два снабжены тормозом;
- материал перегородки: высокопрочный пластик АБС.

Дезинфекция - поверхность модуля устойчива к дезинфекции химическим методом разрешёнными дезинфицирующими средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения.