

Машина моечно-дезинфекционная для эндоскопов Detro Wash

РЗН 2014/1601

для эндоскопов, камера 15 л, 1 эндоскоп / 2
эндоскопа, непроходная, сушка, размер 600×900×1800
мм

Detro Healthcare Kimya Sanayi AS, Турция



Характеристики

Назначение	для эндоскопов
Объем камеры	15 л
Вместимость	1 эндоскоп / 2 эндоскопа
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	600×900×1800 мм

Описание

Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash

обладает следующими особенностями:

- совместимость с гибкими эндоскопами всех типов производителей иностранного и российского производства;
- способность обработки одновременно 1 или 2 гибких эндоскопа;
- возможность мойки, дезинфекции (ДВУ) и стерилизации гибких эндоскопов;
- простота использования;
- «открытая система» - не привязана к определённому производителю дез. средств;
- позволяет значительно уменьшить контакт персонала отделения с парами и растворами дезинфицирующих средств и предотвратить их негативное воздействие на здоровье и прочее.

Варианты исполнения:

- **Detro Wash 6003** - на 1 эндоскоп, баков 2, УФ лампа и принтер;
- **Detro Wash 6004** - на 1 эндоскоп, баков 1;
- **Detro Wash 6005** - на 1 эндоскоп, баков 1, УФ лампа, подогрев дезинфектанта, принтер;
- **Detro Wash 8003** - на 2 эндоскопа, баков 2, УФ лампа, подогрев дезинфектанта, принтер;
- **Detro Wash 8004** - на 2 эндоскопа, баков 1;
- **Detro Wash 8005** - на 2 эндоскопа, баков 1, УФ лампа, подогрев дезинфектанта, принтер.