

Фетальный монитор Monica AN24

ФСЗ 2009/05373

для одноплодной беременности, предродовой,
регистрация движения плода автоматическая

Monica Healthcare Limited, Великобритания



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой
Регистрация движения плода	автоматическая

Описание

Фетальный монитор Monica AN24 – новое поколение кардиотокографов, использующих технологии, обеспечивающие одновременную и надежную регистрацию частоты сердцебиения плода (ЧССП), частоты сердцебиения матери (ЧССМ), сократительной деятельности матки и двигательной активности плода с 20 недель беременности и в 1-ом периоде родов при одноплодной беременности.

Характеристики:

- Автоматический расчет и анализ параметров КТГ у беременных, начиная с 20-ти недель беременности и в первом периоде родов.
- Точные и четкие ЧССП и ЧССМ, одновременный контроль результатов КТГ исследований до 4 беременных или рожениц с одной министанции (ПК с программным обеспечением Monica VS).
- Длительный КТГ мониторинг плода в режиме холтера (до 24 часов), беспроводная передача данных по Bluetooth в режиме реального времени, сохранение данных КТГ на внутренней памяти (микро-SD).
- Дистанционный мониторинг данных КТГ, мониторинг беременных с высоким индексом массы тела (ИМТ).