

Фетальный монитор Ангиодин-ФМ

РЗН 2016/3900

для одноплодной беременности / для двухплодной
беременности, предродовой

НПФ БИОСС АО, Россия



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности / для двухплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой

Описание

Ангиодин-ФМ – фетальный монитор матери и плода.

Возможности Ангиодин-ФМ:

- Контроль состояния плода (двух плодов) с помощью КТГ в антенатальном и интранатальном периодах.
- Мониторинг витальных функций матери: неинвазивного АД, ЭКГ, SpO2, температуры.
- Автоматический ante- и интранатальный анализ КТГ для исключения влияния субъективных факторов и удобства медицинского персонала.
- Формирование сигналов тревоги для привлечения внимания обслуживающего персонала с помощью всплывающих на экране сообщений и звуковых сигналов.
- Хранение и передача результатов обследований в электронном виде с возможностью оценки динамики течения беременности.