

Фетальный монитор Philips Avalon FM20

РЗН 2013/1289

для одноплодной беременности / для двухплодной
беременности, предродовой

Philips, Германия



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности / для двухплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой

Описание

Фетальные мониторы Avalon FM20 обеспечивают кросс-канальную верификацию с помощью технологии Smart Pulse. Она позволяет автоматически регистрировать пульс матери при помощи ТОКО-датчика с последующей проверкой совпадения ЧСС матери и каждого плода, что обеспечивает точность диагностики состояния пациента.