

Фетальный монитор Philips Avalon FM50

ФСЗ 2009/04808

для одноплодной беременности / для двухплодной
беременности, предродовой

Philips, Германия



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности / для двухплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой

Описание

Фетальные мониторы Avalon FM50 обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Они отдельно измеряют ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике. Только серия Avalon FM может осуществлять мониторинг при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука.