

## Фетальный монитор Comen Star 5000C

ФСЗ 2011/10062

для одноплодной беременности / для двухплодной  
беременности, предродовой, регистрация движения  
плода автоматическая

Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd., Китай



### Характеристики

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Назначение                 | для одноплодной беременности / для двухплодной беременности |
| Мониторинг плода           | предродовой                                                 |
| Регистрация движения плода | автоматическая                                              |

### Описание

**Фетальный монитор Comen Star5000C** предназначен для наблюдения за плодом в антенатальном и интранатальном периоде. Модуль для измерения витальных функций матери, таких как ЧСС, ЧД, SpO2 и пр., обеспечат комплексное наблюдение за пациентом.

#### Характеристики Comen Star5000C:

- цветной сенсорный дисплей;
- кнопки быстрого доступа на передней панели монитора;
- интерфейс: монитор плода, каскадный экран ЧСС плода, монитор матери, монитор матери и плода, большой шрифт;
- встроенная программа анализа данных по шкале Фишер, Кребс;
- водонепроницаемые датчики;
- удобная ручка для транспортировки монитора;
- мониторинг параметров матери: SpO2, НИАД, ЭКГ, ЧСС, ЧД, температура;
- индикатор интенсивного сигнала ЧССП, перекрестная проверка каналов двойни;
- возможность корректировки цвета кривых и числовых параметров;
- возможность подключения до 128 мониторов к единой система мониторингирования CMS-soft (STAR 8800) через сеть или беспроводную связь WiFi;
- возможность сохранения данных на USB-носитель;
- установка обновлений через USB-порт.