

Фетальный монитор Corometrics 170

РЗН 2015/2291

для одноплодной беременности / для двухплодной
беременности, предродовой / родовой, регистрация
движения плода автоматическая / ручная

GE Healthcare, Индия



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности / для двухплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой / родовой
Регистрация движения плода	автоматическая / ручная

Описание

Модельный ряд серии составляют 4 модификации мониторов, отличающиеся следующими параметрами:

- Corometrics 171: ФЧСС, токометрия, 1 плод;
- Corometrics 172: ФЧСС, ФЧСС2, токометрия, 2 плода;
- Corometrics 173: ФЧСС, ФЭКГ; токометрия, ВМД; 1 плод;
- Corometrics 174: ФЧСС, ФЧСС2, ФЭКГ; токометрия, ВМД; 2 плода.