


Фетальный монитор Corometrics 259cx

ФСЗ 2009/04053

для одноплодной беременности / для двухплодной
беременности, предродовой, регистрация движения
плода автоматическая

GE Healthcare, Индия



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности / для двухплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой
Регистрация движения плода	автоматическая

Описание

В модификации **Corometrics 259cx** реализован полноценный мониторинг состояния матери по нескольким параметрам. Измерение НИАД выполняется по интеллектуальному алгоритму с задержкой на время схватки и с ускорением процесса по технологии DINAMAP® SuperSTAT™. Поддерживаются датчики Masimo SET и Nellcor. Также в конструкцию входит инфракрасный термодатчик, показатели температуры кожи записываются автоматически, синхронно с прочими данными.