

Фетальный доплер Mediana F10

ФСЗ 2012/11586

для одноплодной беременности, предродовой

Mediana, Южная Корея



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой

Описание

Фетальный доплер Mediana F10 – портативный фетальный доплер-анализатор, который измеряет частоту сердцебиения плода и выдает ее в виде звукового сигнала через динамик.

Характеристики:

- возможность самостоятельного использования в домашних условиях, начиная с 11 недели беременности;
- вывод данных исследования в простой и доступной форме;
- использование специального доплеровского датчика для прослушивания сердцебиения;
- фиксация движения плода, если оно произошло во время записи звука сердцебиения;
- наличие встроенного громкого динамика дает возможность прослушивания сердцебиения без помех;
- наличие аудио-выхода для наушников;
- безвредный ультразвуковой сигнал высокой чувствительности обеспечивает максимальную точность прибора;
- возможность питания от 2-х батареек типа АА;
- возможность безопасного проведения дезобработки;
- наличие сумки для хранения аппарата;
- компактные размеры и простота эксплуатации.