

Фетальный монитор Mediana FM20

ФСЗ 2012/11588

для одноплодной беременности / для двухплодной
беременности, предродовой

Mediana, Южная Корея



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности / для двухплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой

Описание

Фетальный монитор Mediana FM20

Характеристики:

- автоматическое определение двух плодов;
- изменение угла наклона дисплея;
- сохранение данных трехчасового мониторинга до 150 пациентов;
- возможность беспроводного подключения к центральной станции;
- русифицированное меню;
- простота дезинфекции датчиков благодаря их водонепроницаемости;
- работа как от электросети, так и от аккумуляторной батареи.
- возможность прослушивания звука сердечных сокращений плода и записи на ПК в режиме реального времени;
- встроенная функции маркера события;
- меню быстрого доступа.