

Фетальный монитор Kristi-CM

РЗН 2016/4269

для одноплодной беременности / для двухплодной
беременности, предродовой

УникХелз ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности / для двухплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой

Описание

Фетальный монитор Kristi-CM с анализом КТГ используется в акушерстве для диагностики функционального состояния плода в период беременности и во время родов.

Характеристики Kristi-CM:

- обнаружительная способность с 24 недели беременности;
- мониторинг двойни;
- автоматический анализ КТГ по Фишеру;
- маркер событий – позволяет беременной женщине отметить момент движения плода нажатием кнопки в момент, когда она чувствует движение плода;
- цветной жидкокристаллический дисплей, поворачивающийся на 180°;
- звуковая и цветовая сигнализация при высокой и низкой частоте сердечных сокращений плода;
- высокая чувствительность ТОКО-датчика (1.5МГц);
- функция пробуждения плода;
- компактные размеры и простота эксплуатации;
- память на 450 часов (150 пациентов);
- встроенный аккумулятор;
- возможность работы как от электросети, так и от аккумуляторной батареи;
- возможность подключения к центральной станции;
- разные варианты установки монитора.