

Фетальный монитор Dixon Overtone 6000

ФСР 2010/09142

для одноплодной беременности, предродовой

DIXION, Россия



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой

Описание

Фетальный монитор Overtone 6000 имеет удобную плоскую форму и оснащен цифровым ЖК-дисплеем. Сердцебиения плода измеряются в трех режимах работы: реального времени, усредненном или ручном. Прибор снабжен аудио-выходом и может соединяться с наушниками или магнитофоном.

Модификации:

- **Overtone 6000-02** – оснащен цифровым жидкокристаллическим дисплеем, измерение сердцебиения плода в трех режимах работы: реального времени, усредненном или ручном режиме. В комплект поставки входит: основной прибор, датчик на 2МГц, сумочка, батарейка, паспорт на прибор, инструкция.
- **Overtone 6000-04** – является многоцелевым прибором с четырьмя режимами работы: реального времени, усредненном и ручном режиме, а также возможностью отключения подсветки дисплея. В комплект поставки входит: основной прибор, датчики сменные на 2МГц и на 3МГц, сумочка, батарейка, паспорт на прибор, инструкция.
- **Overtone 6000-05** – является многоцелевым прибором с четырьмя режимами работы: реального времени, усредненном и ручном режиме, а также возможностью отключения подсветки дисплея. В комплект поставки входит: основной прибор, датчик на 2МГц, сумочка, аккумулятор с зарядным устройством, паспорт на прибор, инструкция.