

Фетальный монитор Dixon Overtone 6100

ФСР 2010/09142

для одноплодной беременности, предродовой,
регистрация движения плода автоматическая

DIXION, Россия



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой
Регистрация движения плода	автоматическая

Описание

Фетальный монитор Overtone 6100 производится по ТУ 9441-004-74487176-2010.

Модификации:

- **Overtone 6100-01** – дородовая диагностика одного плода
- **Overtone 6100-02** – дородовая диагностика близнецов

Особенности:

- небольшой вес, малые габариты, легкость в обращении;
- программное обеспечение для хранения данных на ПК;
- встроенный интерфейс для соединения с центральной станцией;
- встроенный термопринтер с высоким разрешением и длительным сроком работы;
- индикатор качества сигнала и сигнал тревоги;
- усовершенствованный автокорреляционный метод численной обработки сигналов.