

Фетальный монитор Dixon Overtone 6200

ФСР 2010/09142

для одноплодной беременности / для двухплодной
беременности, предродовой, регистрация движения
плода автоматическая

DIXION, Россия



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности / для двухплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой
Регистрация движения плода	автоматическая

Описание

Фетальный монитор Overtone 6200 производится по ТУ 9441-004-74487176-2010.

Прибор позволяет измерить ЧСС одного или двух плодов, избежав ошибки наведения двух датчиков на один плод. Для облегчения работы врача есть программа анализа КТГ в режиме реального времени с выводом данных на экран. Очень важным является принцип формирования кривой по методу «от удара к удару», который обеспечивает точность регистрации без сглаживания формы кривой и является базой для точной постановки диагноза даже в самых сложных случаях.

Модификации:

- **Overtone 6200-01** – ЧСС одного плода, токтонометрия, движения плода.
- **Overtone 6200-02** – ЧСС двух плодов, токтонометрия, движения плодов.
- **Overtone 6200-03** – ЧСС одного плода, токтонометрия, движения плода, внутриматочное давление и прямое ЭКГ плода во время родов.