

Фетальный монитор Dixon Overtone 6900

ФСР 2010/09142

для одноплодной беременности / для двухплодной
беременности, предродовой, регистрация движения
плода автоматическая

DIXION, Россия



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности / для двухплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой
Регистрация движения плода	автоматическая

Описание

Фетальный монитор Overtone 6900 производится по ТУ 9441-004-74487176-2010.

Особенности:

- цветной сенсорный экран с регулируемым углом наклона;
- 12-ти кристалльные водонепроницаемые УЗ-датчики;
- воспроизведение КТГ в режиме реального времени, 24-часовая кривая мониторинга, сохранение и воспроизведение данных;
- аудио сигналы сохраняются и проигрываются в течение 1 часа;
- звуковой и световой сигналы тревоги с настраиваемыми границами диапазона сигнала;
- автоопределение датчиков;
- встроенный сетевой интерфейс, соединение с Интернет;
- малый вес, компактность, возможность установки на столе или закрепления на стене;
- мониторинг следующих функций: двухканальное ЧСС плода, ТОСО-мониторинг;
- ручной маркер движений плода, автоматическое фиксирование движений плода;
- USB-интерфейс для передачи данных на внешние носители;
- программное обеспечение позволяет передавать данные на ПК.